

Đặc điểm của dòng sản phẩm NR Line

Vít trụ

- Ø1.9 kích thước lỗ tiếp xúc răng





Quy trình tái tạo xương và mô có hướng dẫn đơn giản

- Giảm thiểu tối thiểu mức tái hấp thụ xương và nước

Thiết kế sợi đôi

- Thiết kế sợi sắc hơn tạo độ ổn định ban đầu
Tốt hơn trong phần xương xốp
- Có thể dễ dàng và nhanh chóng lắp vào do thiết kế thân thẳng sợi đôi



Nhỏ nhưng mạnh mẽ

- Đường kính thân răng chỉ 3.1 rất hữu dụng cho những vùng xương hẹp
- Khả năng chịu đựng tác động cao

Kết nối chắc chắn và mạnh mẽ

(Kết nối hình dạng vuông, bên trong là 10° hình nón)

- Giảm nguy cơ gãy trụ và vít












- Kết nối chắc chắn với thiết kế sườn nhỏ 10°

Phân loại sản phẩm dòng NR Line bằng màu sắc theo đường kính

Mã màu sắc theo đường kính

· Vít che phủ không bao gồm trong gói sản phẩm

Đơn vị: mm

Màu nắp					
		Vàng	Vàng	Xanh lá	Xanh dương
Chân răng nhân tạo NR Line (Mount Free)					
	A Đường kính miệng	3.2	3.6	3.6	4.3
	B Đường kính thân	3.1	3.1	3.6	4.3
	C L: 7B Chiều cao phần vát miệng		2.0	2.0	2.0
	C L: 7, 9, 11, 13 Chiều cao phần vát miệng	0.03	1.0	0.05	0.25
Hướng dẫn chọn vị trí cấy ghép		Răng cửa	Răng cửa	Răng nanh	Răng hàm