

Bluemoon

Đèn trám nha khoa

Đèn LED sóng kép, Ống kính thủy tinh, 1 nút nhấn, Tất cả 4 chế độ

3 Giây

Không thể so sánh
với bất cứ điều gì

Trụ sở Đà Nẵng:

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Phi Long, 52 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: +84 23 63 822-258

Chi nhánh Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Green Park Tower, Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3202-0077

Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Tầng 2, Tháp OP1 - Orchard Parkview, 130-132 Hồng Hà, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 3620-7738

Dentium

| Đặc tính kỹ thuật



Góc tiếp cận nhỏ
Đầu góc tiếp cận nhỏ



Xoay 360 độ
Đầu dò ánh sáng xoay 360 độ



Ống kính thủy tinh
Ống kính thủy tinh chống trầy xước

3 sec



99g

Thiết kế gọn nhẹ, không gây mỏi tay



360~520nm

Bước sóng rộng 360-520nm



3,000mW/cm²

Công suất tối đa 3,000mW/cm²



Pin 800mA

Tích hợp pin sạc 800mA



Sạc nhanh


Thời gian sạc đầy chỉ 1h




| 4 Chương trình đơn giản

Chương trình	Thời gian (giây)	Cường độ(mW/cm ² ±10%)
HYPER	3	3,000
TURBO	5	2,500
LOW	10	1,200
Khởi động	10	0~2,000

| Dễ dàng tiếp cận



| Cường độ trùng hợp



| Thông số kỹ thuật

Sản phẩm (Đầu dò ánh sáng & Pin)	Điện áp hoạt động	3.7V
	Dải bước sóng	380~520nm
	Kích thước	Xấp xỉ. 240 x 27 x 27
	Trọng lượng	99g
Bộ sạc	Điện áp hoạt động	5V
	Kích thước	Xấp xỉ. 102 x 85 x 44
	Trọng lượng	128g
Pin	Chủng loại	Pin Lithium ion
	Điện áp	DC 3.7V
	Kích thước	Điện áp. 14.5 x 52.7
Nắp sử dụng 1 lần	Số lượng	100 tờ (dựa trên khối lượng)
	Nguyên liệu thô	Polyethylene