

OSTEON™ 3


- Khoảng 80% là lỗ xốp
- Tính thấm nước tốt
- Sản phẩm đã được nghiên cứu và công bố trên tạp chí khoa học IJPRD




HA 60% + β -TCP 40%

OSTEON™ 3 Collagen

- Dễ dàng thao tác
- Không bị co rút khi khô lại
- Kết hợp với collagen giúp tăng cường tính tương thích sinh học và thúc đẩy quá trình lành thương



OSTEON™ 3 (HA 60% + β -TCP 40%) 92%
+ Collagen loại I 8% (Từ lợn)



Dentium